

# PRODUKTDATABLAD

## LMA, laryngxmaske, silicone, reuse

LMA Fastrach™ er den intuberende LMA tube. Den er beregnet som en sonde til blind intubation af luftrøret uden at bevæge hovedet eller halsen og muliggør kontinuerlig ventilation mellem hvert intubationsforsøg.

LMA Fastrach™ er en genanvendelig anordning, fremstillet primært af silikone af hospitalskvalitet. Ikke fremstillet med naturgummilatex.

Det anbefales, at LMA Fastrach™ (genanvendelig) anvendes højst 40 gange inden den bortskaffes, for at undgå pludselige funktionsfejl.

Dampautoklavering er den eneste anbefalede steriliseringsmetode.



**Indholdsstoffer/materiale:** Silikone

**PVC/ftalater:** Ja/nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** IIa

**Steril:** Ja

**Opbevaring:** Tørt og udenfor direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** Se dato på emballage

**Bortskaffelse af vare:** I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

**Bortskaffelse af emballage** Forbrænding/genanvendelse

**Bemærkninger:**

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1854052	Fastrach	LMA laryngxmaske, silicone, reuse	Str. 3	Stk.	130030
1854053	Fastrach	LMA laryngxmaske, silicone, reuse	Str. 4	Stk.	130040
1854051	Fastrach	LMA laryngxmaske, silicone, reuse	Str. 5	Stk.	130050