

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Bronchoflex-set

Komponenter:

- Pansret luftrør/indsætningsrør lavet af PVC
- Iltrør af PCV, ca. 110 cm
- Plastik bideblok med fikseringsflange
- Nakkeband



Produktet er til engangsbrug og bør ikke resteriliseres.

Indholdsstoffer/materiale:	Polyvinylchlorid (PVC)
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0220005	Rüsch	Bronchoflex-set	7,5 mm	Æske a 1 stk	104100-000075