

PRODUKTDATABLAD

Astopad® babyvarmer

Astopad Baby Warmer er et patientvarmesystem, som er økonomisk, nemt at anvende og har stor virkning. Giver en behagelig og beskyttende varme til alle for tidligt fødte og nyfødte børn. Denne supplerende varme hjælper barnet til at sove godt og bidrager til en optimal udvikling.

DUO310-styreenheden har et kraftigt indbygget og genopladeligt batteri, som muliggør opvarmning af den nyfødte i alle situationer, uafhængigt af tilslutning til el-nettet. Gør det desuden muligt at betjene to tæpper /madras uafhængigt af hinanden.

DUO310-styreenheden overvåger alle alarmer om for høj eller lav temperatur, mens det brugervenlige display er nemt og sikkert at anvende. Temperaturen kan indstilles nøjagtigt mellem 32-39 °C i trin på 0,5 °C for hver enkelt anvendelsesdel.

Astopad Baby Warmer kan anvendes i mange forskellige situationer:

- På barselsgangen til langfristet temperaturregulering af en eller to babyer
- På fødestuen til opvarmning af underlaget lige efter fødslen
- Til opvarmning af underlaget i kuvøse
- På operationsstuen til forebyggelse af perioperativ hypotermi

I anvendelsesdelene kommer varmen fra et røntgenstrålegennemtrængeligt trådnæt af kulstoffibre som generer en 24 volt lavspænding. Dette sikrer nøjagtig temperaturregulering samt overvågning af alle systemets alarmfunktioner.

COV-varmetæppet kan gøre enhver babyseng til en varmeseng. Kan anvendes som opvarmning af underlaget under babyen og/eller som tæppe over babyen.

SOF er en opvarmet og trykafastende operationsmadras, som giver mulighed for en enestående kombination af hypotermi- og dekubitusprofylakse. Den primære del af SOF er en viskoelastisk skumkerne med en dynamisk skumbasis.



PRODUKTDATABLAD

Astopad® babyvarmer

Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i overensstemmelse med lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6184442	Astopad	DUO310 varmeanhed til varmetæpper	DUO310-DK

Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6184431	Astopad	Varmetæppe	680 x 480 mm	1 stk.	COV070
6184432	Astopad	Betræk til varmetæppe, flergangs, orange	680 x 480 mm	1 stk.	COV40070
1980182	Astopad	SOF7 Trykaflastende madras med varme til OP leje,	Efter mål	1 stk.	SOF7 + SIZE DETAILS