

PRODUKTDATABLAD

GBUK Flaske Adapter

GBUK Flaskeadapter er designet til at lukke tæt omkring halsen på medicinflasker, hvilket tillader udskiftning af flasken og minimerer spild.

Tilgængelig i flere størrelser.

ENFit kompatibel.



Materialer: Fremstillet af polypropylen. Fri for PVC, latex og ftalater.

Indikation: Anvendes til tætslutning af medicinflasker.

Klassifikation: I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed: 4 år

Bortskaffelse: Forbrænding/genbrug

Mediq varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1126110	GBUK	Flaske Adapter 1	12-15 mm	Æske a 100 stk	BAISO1
1126111	GBUK	Flaske Adapter 2	14-16,5 mm	Æske a 100 stk	BAISO2
1126112	GBUK	Flaske Adapter 3	17-20,5 mm	Æske a 100 stk	BAISO3
1126113	GBUK	Flaske Adapter 4	24-26 mm	Æske a 100 stk	BAISO4

For sundhedsfagligt personale