

PRODUKTDATABLAD

Extrudan fingertip, vakuumkontrol, bulk pakket, usteril

Placeres mellem sugekateter og sugeforbindelsesslangen.

Forsynet med prop, hvis man ønsker konstant sugning.

Vakuumkontrol sikrer kontrolleret sugning.

Er enkeltpakket og klar til brug.



Indholdsstoffer/materiale: PVC

PVC/ftalater: Ja/Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og væk fra direkte sollys i original emballage

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1900091	Extrudan	Fingertip, vakuumkontrol, bulk pakket, usteril	Ps a 100 stk. – Krt. a 25 poser	0815 BULK

2104-0591-04 /15.01.2024