


PRODUKTDATABLAD

Micro-Tech Sphinx Papillotome, 3-Lumen

Anvendes sammen med endoskop og guidewire til selektiv kanylering af galdegangene ved hjælp af højfrekvent strøm.

- Steril
- Kan også anvendes til indsprøjtning af kontrastmiddel
- Pakket i peel-pack



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Ja (EO)
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100282	Micro-Tech	Sphinx Papillotome, 3-Lumen, steril	25 mm/260 cm	Æske á 1 stk.	RDSP-0525-121
8100810	Micro-Tech	Sphinx Papillotome, 3-Lumen, steril	30 mm/260 cm	Æske á 1 stk.	RDSP-0530-121