

PRODUKTDATABLAD

Micro-Tech Disp. Multi-stage dilation balloon

Multi-stage dilatationsballonen fra MICRO-TECH letter enkel og pålidelig udvidelse af stenoser. Hver ballon kan udvides til tre forskellige, faste diametre til progressiv udvidelse af stenose i tre foruddefinerede stadier. Trykket fordeles jævnt over hele ballonens arbejdslængde ved hver diameter.

De afrundede spidser muliggør et godt endoskopisk overblik over stenosen, selv under dilatation, hvilket sikrer kontrolleret, sikker intervention og god terapeutisk succes. Takket være den forspændte stive wire med dens fleksible, hydrofile, røntgengennemtrængelige spids indføres ballonerne let og tømmes derefter hurtigt efter vellykket udvidelse.



- Tre forskellige diametre med tre separate trykniveauer
- 2 røntgenmarkører i modsatte ender for at angive ballonens nøjagtige arbejdslængde
- Afrundede ballonskuldre for tydeligt endoskopisk udsyn til ballonens distale ende
- Konisk, atraumatisk kateterspids

PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	De datomærkning på pakken
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Micro-Tech Disp. Multi-stage dilation balloon

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100556	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 1800 mm	6/7/8 mm	Æske á 1 stk.	MBD-AM-BA-2
8100508	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 30 mm/kateter 2300 mm	8/9/10 mm	Æske á 1 stk.	MBD-BS-BB-2
8100507	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 1800 mm	8/9/10 mm	Æske á 1 stk.	MBD-BM-BA-2
8100215	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 30 mm/kateter 2300 mm	10/11/12 mm	Æske á 1 stk.	MBD-CS-BB-2
8100216	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 2300 mm	10/11/12 mm	Æske á 1 stk.	MBD-CM-BB-2
8100217	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 80 mm/kateter 1800 mm	12/13,5/15 mm	Æske á 1 stk.	MBD-DL-BA-2
8100218	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 2300 mm	12/13,5/15 mm	Æske á 1 stk.	MBD-DM-BB-2
8100219	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 1800 mm	12/13,5/15 mm	Æske á 1 stk.	MBD-DM-BA-2
8100220	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 1800 mm	15/16,5/18 mm	Æske á 1 stk.	MBD-EM-BA-2
8100221	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 80 mm/kateter 1800 mm	15/16,5/18 mm	Æske á 1 stk.	MBD-EL-BA-2
8100222	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 2300 mm	15/16,5/18 mm	Æske á 1 stk.	MBD-EM-BB-2
8100223	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 80 mm/kateter 1800 mm	18/19/20 mm	Æske á 1 stk.	MBD-FL-BA-2
8100224	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 2300 mm	18/19/20 mm	Æske á 1 stk.	MBD-FM-BB-2
8100225	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 1800 mm	18/19/20 mm	Æske á 1 stk.	MBD-FM-BA-2
8100567	Micro-Tech Disp. Multi-stage	dilation balloon, ballon L. 55 mm/kateter 1800 mm	10/11/12 mm	Æske á 1 stk.	MBD-CM-BA-2