

# PRODUKTDATABLAD

## Micro-Tech Trubite Dips. Biopsy forceps

Det brede udvalg af Micro-Tech engangsbiopsitænger sikrer at man er klædt på til enhver procedure.

MICRO-TECH tilbyder biopitænger i følgende størrelse diameter 1.8 mm, 2.3 mm og 3.0 mm og længder på 120, 180, 230 og 260 cm.

Uanset om de kommer med eller uden spyd, coated eller ikke coated, med ovale eller alligator-kæber – alle modeller er karakteriseret ved høj pålidelighed.

Det fremragende bid på vores biopsitænger tillader at du kan tage diagnostisk pålidelige biopsier på en sikker og nem måde.

- Pålidelig
- Nem at anvende
- Diagnostisk pålidelige biopsier
- Bredt produktsortiment
- Kæber i høj kvalitet
- Arbejdskanal venligt design
- Selve biddet/kæberne ændrer sig ikke



<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	Se mærkning på varen
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale retningslinier
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse/forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Micro-Tech Trubite Dips. Biopsy forceps

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100286	Micro-Tech Trubite Paedistrics	disp.biopsy forceps, coated, spike	1,8 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF53-11118180
8100314	Micro-Tech Trubite Paedistrics	Disp. biopsy forceps, Serrated Coated, spike	1,8 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF13-11118180
8100368	Micro-Tech Trubite Paedistrics	Disp. biopsy forceps Serrated	1,8 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF13-11018180
8100362	Micro-Tech Trubite Paedistrics	Disp. biopsy forceps, coated	1,8 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF53-11018180
8100361	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, coated serrated	1,8 mm/120 cm	Æske á 10 stk.	EBF13-11018120
8100451	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, coated, w. spike serrated	1,8 mm/120 cm	Æske á 10 stk.	EBF13-11118120
8100365	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, Std Coated	2,3 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF53-11023180
8100366	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, Std Coated, Spike	2,3 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF53-11123180
8100359	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, Serrated Coated, spike	2,3 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF63-11123180
8100369	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps Serrated Coated	2,3 mm/180 cm	Æske á 10 stk.	EBF63-11023180
8100357	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, Std Coated	2,3 mm/230 cm	Æske á 10 stk.	EBF53-11023230
8100360	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, Serrated Coated, spike	2,3 mm/230 cm	Æske á 10 stk.	EBF63-11123230
8100367	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps, Std Coated, Spike	2,3 mm/230 cm	Æske á 10 stk.	EBF53-11123230
8100370	Micro-Tech Trubite	Disp. biopsy forceps Serrated Coated	2,3 mm/230 cm	Æske á 10 stk.	EBF63-11023230
8100363	Micro-Tech Trubite Macro	Disp. biopsy forceps, std coated	3 mm/230 cm	Æske á 10 stk.	EBF03-01030230
8100364	Micro-Tech Trubite Macro	Disp. biopsy forceps, std coated, spike	3 mm/230 cm	Æske á 10 stk.	EBF03-01130230