


# PRODUKTDATABLAD

## Sol-M sprøjter, luer, 3 komp, steril

- Transparent rør – gør det nemt at se sprøjteindholdet
- Stort og stabilt fingergreb – sikrer stabilitet og komfort under injektionen
- Fri for latex, DEHP og PVC



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ila
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Sol-M sprøjter, luer, 3 komp, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7900492	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	1 ml	Æske á 100 stk. – krt á 8 æsker	P180011
7900493	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	3 ml	Æskeáa 100 stk. – krt á 8 æsker	P180003ST
7900494	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	5 ml	Æske á 100 stk. – krt á 8 æsker	P180005ST
7900495	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	10 ml	Æske á 100 stk. – krt á 12 æsker	180010ST
7900496	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., excentrisk, steril	10 ml	Æske á 100 stk. – krt á 12 æske	P180010ET
7900497	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	20 ml	Æske á 100 stk. – krt á 8 æsker	P180020ST
7900498	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., excentrisk, steril	20 ml	Æske á 100 stk. – krt á 8 æsker	P180020ET
7900499	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., excentrisk, steril	60 ml	Æske á 30 stk. – krt á 8 æsker	P180060ET
7900500	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., CT, steril	60 ml	Æske á 30 stk. – krt á 8 æsker	180060CT