

PRODUKTDATABLAD

Sol-Care sikkerhedskanyler

Let at aktivere beskyttelsesarmen med en hånd. Hørbart klik angiver sikkerhedsmekanisme. Patenteret låsemekanisme sikrer, at nålen er sikker og helt låst i beskyttelsesarmen.



To muligheder for beskyttelsesarm aktivering:

- Aktivering af hård overflade
- Tommelfingeraktivering

Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen, rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genbrug/forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Sol-Care sikkerhedskanyler

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7900437	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, grå, steril	27G x 3/4" - 0,4 mm x 18,5 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2734
7900438	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, grå, steril	27G x 1 1/2", 0,4 mm x 40 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2715
7900439	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, orange, steril	25G x 5/8", 0,5 mm x 16 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2558
7900440	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, orange, steril	25G x 1", 0,5 mm x 25 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2510
7900441	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, blå, steril	23G x 1", 0,6 mm x 25 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2310
7900442	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, blå, steril	23G x 1 1/4", 0,6 mm x 32 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN23125
7900443	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, blå, steril	23G x 1 1/2", 0,6 mm x 40 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2315
7900444	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, sort, steril	22G x 1 1/4", 0,7 mm x 32 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN22125
7900445	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, sort, steril	22G x 1", 0,7 mm x 25 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2210
7900446	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, grøn, steril	21G x 1 1/2", 0,8 mm x 40 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2115
7900447	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, gul, steril	20G x 1 1/2", 0,9 mm x 40 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN2015
7900448	SOL-CARE	Kanyle med sikkerhed, beige, steril	19G x 1 1/2", 1,1 mm x 40 mm	Æske á 100 stk. krt á 8 æsker	SN1915