

PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Sensitive latex operationshandske, pudderfri, grøn, steril

Profeel DHD Sensitive OP handske er pudderfri. Denne handske er speciel designet med henblik på øget komfort og brugervenlighed. Er håndspecifik.

God pasform som sikrer at hænderne ikke bliver trætte.

Er mikro tynd og har buede fingre samt smooth overflade, hvilket gør handsken særdeles egnet som inderhandske ved dobbelt handskeleg.

Handsken har indvendig polymercoating, som muliggør handskepåtagning selv med let fugtige hænder (DHD – damp hand donning).

Skaftet er udformet med rullekant for at reducere risikoen for, at handsken ruller ned fra ærmet.

Manchetten på hver handske er markeret med 'WRP' og 'Hand & Size'.

Pakket parvis og er til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale:	Latex
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja - gammasteriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Mørkt og tørt, ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse vare:	Bortskaffes som medicinsk kontamineret affald

PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Sensitive latex operationshandske, pudderfri, grøn, steril

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

MediQs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090309	Profeel DHD Sensitive	Latex OP handske, pudderfri, grøn, steril	str. 6,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3365-55
5090310	Profeel DHD Sensitive	Latex OP handske, pudderfri, grøn, steril	str. 7,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3370-55
5090311	Profeel DHD Sensitive	Latex OP handske, pudderfri, grøn, steril	str. 7,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3375-55
5090312	Profeel DHD Sensitive	Latex OP handske, pudderfri, grøn, steril	str. 8,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3380-55
5090313	Profeel DHD Sensitive	Latex OP handske, pudderfri, grøn, steril	str. 8,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3385-55
5090314	Profeel DHD Sensitive	Latex OP handske, pudderfri, grøn, steril	str. 9,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3390-55

Kvalitetskontrol – før afskibning

	AQL
Pinholes	0,65

Dimensioner					
Størrelse	Længde min.	Bredde	Tykkelse ved finger	Tykkelse ved håndflade	Tykkelse ved manchet
5,5	278 mm	72 ± 4 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm
6,0	280 mm	77 ± 5 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm
6,5	280 mm	83 ± 5 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm
7,0	283 mm	89 ± 5 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm
7,5	287 mm	95 ± 5 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm
8,0	288 mm	102 ± 6 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm
8,5	290 mm	108 ± 6 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm
9,0	290 mm	114 ± 6 mm	0,18 ± 0,03 mm	Min. 0,10 mm	Min. 0,10 mm

PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Sensitive latex operationshandske, pudderfri, grøn, steril