


PRODUKTDATABLAD

MPI, Mavesonde med 2 øjne, markering og lukket spids, 85 cm, steril

MPI Mavesonde er beregnet til enteralernæring.

- 2 øjne
- Med markering
- Lukket spids
- 85 cm lang



Indholdsstoffer/materiale:	PVC
PVC/ftalater:	Ja
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genbrug
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1102253	MPI	Mavesonde m/2øjne, markering, lukket spids, 85 cm, steril	ch 12	Æske á 50 stk – Krt á 4 æsker	166012
1102254	MPI	Mavesonde m/2øjne, markering, lukket spids, 85 cm, steril	ch 14	Æske á 50 stk – Krt á 4 æsker	166014
1102255	MPI	Mavesonde m/2øjne, markering, lukket spids, 85 cm, steril	ch 16	Æske á 50 stk – Krt á 4 æsker	166016
1102256	MPI	Mavesonde m/2øjne, markering, lukket spids, 85 cm, steril	ch 18	Æske á 50 stk – Krt á 4 æsker	166018