

PRODUKTDATABLAD

Kliniplast, border, non woven plaster med sårpude, steril

Non-woven plaster med absorberende, ikke klæbende sårpude omkranset af klæbekant.

Til tørre sår eller sår med let absorption, fx operationssår.

- Afrundede hjørner for at mindske risiko for at produktet ruller af
- Hurtig og let opsætning
- Sterilt
- Tåler ikke brusebad



Indholdsstoffer/materiale:	Nonwoven polyester, smeltelim, viscose, mikroperforeret PE-film, release-papir
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, koldt og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding. Efter gældende lokale retningslinjer.
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4285120	Kliniplast	border, non woven plaster med sårpude, steril	5 cm x 7 cm	æske a 50 stk - krt a 24 æsker	4294200
4285121	Kliniplast	border, non woven plaster med sårpude, steril	8 cm x 10 cm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	4294201
4285122	Kliniplast	border, non woven plaster med sårpude, steril	8 cm x 15 cm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	4294203