

PRODUKTDATABLAD

Exudrain® drænagesæt, steril

Exudrain medium volumen drænage kan bruges ved alle procedurer og er egnet ved tidlig udskrivelse fra sygehuset med drænet in situ efter f.eks. mastektomi, hvor lymfekirtlerne er blevet fjernet.

- Maksimal sugestyrke: 75 mmHg - 10 kPa
- Volumen bold: 110 ml
- Volumen drænageskiftepose: 700 ml

Sættet er komplet og leveres med bold, drænageskiftepose og dræn med eller uden trokar.

Er sterilt og klar til brug.



Indholdsstoffer/materiale:	PUR, PVC, MMBS, TPU, PP, HDPE, rustfri stål, PE, silikone, EVA
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	—

PRODUKTDATABLAD

Exudrain® drænagesæt, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
2304021	Exudrain	Drænagesæt, steril	Ch. 10	Æske a 10 stk.	68406
2304023	Exudrain	Drænagesæt, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	68407
2304155	Exudrain	Drænagesæt med trokar, steril	Ch. 10	Æske a 10 stk.	68409
2304151	Exudrain	Drænagesæt med trokar, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	68410
2304030	Exudrain	Drænpose, steril	700 ml	Æske a 25 stk.	68480