


PRODUKTDATABLAD

Pennine Sugslange, steril

Med Pennine sugeslanger kan vi stort set dække ethvert behov der måtte være for sugeslanger.

Med Pennine kan vi tilbyde et bredt sortiment af sugeslanger i forskellige længder og diametre, med forskellige tilkoblingsstudser samt sterile og usterile.



De sterile slanger bruges ofte i forbindelse med sug ved operationer. De er pakket i dobbeltlagt steril indpakning så det er muligt at håndtere for den usterile hjælper på gulvet.

Farvekodning på tragte indikerer diameter på slangen som gør dem lette at skelne fra hinanden.

Indholdsstoffer/materiale:

-

PVC/ftalater:

Ja/Ja

Latex:

Nej

CE klassifikation:

I-S

Steril:

Ja

Opbevaring:

Tørt og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato:

5 år

Bortskaffelse af vare:

I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

Bortskaffelse af emballage:

Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger:

-

PRODUKTDATABLAD

Pennine Sugelangse, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1615035	Pennine Sugelangse	Ch. 26, med 2 grønne tragte, 3,5 m, steril	6mm x 9mm	Krt a 20 stk	CT-4072
1615130	Pennine Sugelangse	Ch. 30, med 2 røde tragte, 3 m, streil	Ø 8 mm	Krt a 10 stk	CT-4632
1615135	Pennine Sugelangse	Ch. 30, med 2 røde tragte/multifit, 3,5 m, streil	Ø 8 mm	Krt a 10 stk	CT-4672