

PRODUKTDATABLAD

Nåletæller steril, magnetisk, kapacitet 20/15 måle, m blade

Egenskaber:

- Sikkert system til optælling og bortskaffelse af nåle og kirurgiske blade.
- Hård plastikboks, der modstår gennemtrængning.
- Låsemekanisme muliggør sikker lukning af boksen efter optælling.
- Klæbende bagside.
- Kan skilles i to dele til separat brug hvis nødvendigt.



Indholdsstoffer/materiale:	Plastik
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring:	Ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genanvendelse
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6305005	Nåletæller	Steril, magnetisk, kapacitet 20/15 nåle, m blade	Æske a 72 stk – krt a 3 æsker	CODE 4885-530