

PRODUKTDATABLAD

CareFix tubefiksering

CareFix tubefiksering anvendes til fastholdelse af IV eller forbindinger og gaze på hånd/arm/ben/fod.

Let at anvende, klar til brug.

Størrelse small og medium har hul til tommelfinger, dette kan let klippes ved behov i str. large og X-large.

Elastisk, blødt, smidigt og åndbart materiale.

Praktisk farvekode angiver størrelsen.

Tåler vask ved 60 grader.

Testet for skadelige stoffer iht. Oeko-Tex standard 100.



| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | 70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester |
| PVC/ftalater: | Ingen |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | CE I |
| Steril: | Nej |
| Opbevaring: | Tørt, ved stuetemperatur udenfor direkte sollys |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/genbrug |
| Bemærkninger: | Ingen |

PRODUKTDATABLAD

CareFix tubefiksering

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 4225002 | CareFix | tubefiksering, small, gul, med hul | æske a 15 stk - krt a 20 æsker | 015151-01.01.063 |
| 4225004 | CareFix | tubefiksering, medium, blå, med hul | æske a 15 stk - krt a 16 æsker | 015151-03.01.064 |
| 4225006 | CareFix | tubefiksering, large, brun | æske a 15 stk - krt a 10 æsker | 015152-05.01.065 |
| 4225008 | CareFix | tubefiksering, X-large, grøn | æske a 15 stk - krt a 8 æsker | 015150-07.01.066 |