


PRODUKTDATABLAD

Nipro 3-komponentsprøjter

Nipro 3-komponentsprøjter

- Sikkerhed og præcision
- Glat og glidende bevægelse i hele sprøjtens længde sikrer nøjagtighed
- Klar sprøjte med præcis volumen skala, der sikrer overblik
- Stort fingregreb for sikker håndtering
- Findes i 1, 2, 3, 5, 10, 20 og 50 ml med Luer Slip (L/S) og Luer Lock (L/L)



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen, termoplastisk elastomer, silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: I-S

Steril: Ja, Gassterilisation ved Eto

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år – Se datoafmærkning på emballagen

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Nipro 3-komponentsprøjter

Mediq sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Æske	Ref.nr.
3002000	Nipro	Sprøjte Luer 3-komponent, steril	1ml	æske a 100 stk krt a 36 æsker	SY3-1SCTU-EC
3002014	Nipro	Sprøjte L/L, 3-komponent, steril	1ml	æske a 100 stk- krt a 36 æsker	SY31LCEC
3002036	Nipro	Sprøjte Luer 3-komponent, steril	2 ml	æske a 100 stk krt a 32 æsker	SY3-2SC-GEC
3002031	Nipro	sprøjte Luer Lock , 3-komponent, steril	3 ml	æske a 100 stk	SY3-3LC-GEC
3003241	Nipro	Sprøjte Luer 3-komponent, steril	5 ml	æske a 100 stk krt a 24 æsker	SY3-5SC-GEC
3002042	Nipro	sprøjte Luer Lock , 3-komponent, steril	5 ml	æske a 100 stk krt a 24 æsker	SY3-5LC-GEC
3002037	Nipro	Sprøjte Luer 3-komponent, steril	10 ml	æske a 100 stk krt a 15 æsker	SY3-10SC-GEC
3002032	Nipro	sprøjte Luer Lock , 3-komponent, steril	10 ml	æske a 100 stk krt a 15 æsker	SY3-10LC-GEC
3002039	Nipro	Sprøjte Luer 3-komponent, excentr. steril	20 ml	æske a 50 stk- krt a 16 æsker	SY3-20SC-GEC
3002038	Nipro	Sprøjte Luer Lock 3-komponent, steril	20 ml	æske a 50 stk- krt a 16 æsker	SY3-20LC-GEC
3002041	Nipro	Sprøjte Luer 3-komponent, excentrisk, steril	50 ml	æske a 30 stk. - krt a 12 æsker	SY3-50SC-GEC
3002040	Nipro	Sprøjte Luer Lock, 3-komponent, steril	50 ml	æske a 30 stk. - krt a 12 æsker	SY3-50LC-GEC
3002009	Nipro	Sprøjte, kateterspids, m/løs luer, 3-komponent, steril	50/60 ml	æske a 30 stk. - krt a 12 æsker	SY350CTCEC

Følgende produktionsstandarder er anvendt EN 14971:2001, EN 13485:2003, EN 10993-1: 2003