

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Foam Silikone skumbandage med og uden border, steril

Kliniderm Foam Silikone er en hydrocellulær absorberende, atraumatisk skumbandage fremstillet af polyurethanskum, med silikone på både skumpude og på border i de varianter der har klæbekant.

Produktet har både et spredningslag og et superabsorberende lag (i border versionen) til fordeling af sårsekretet i bandagen.

Det tynde silikonelag hæfter på tør hud, men ikke over såret.

Bandagen bør gå mindst 2 cm udover sårkanten.

Kan anvendes i op til 7 dage.



PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Foam Silikone skumbandage med og uden border, steril

Indholdsstoffer:	Polyurethan skum, polyurethan film, medicinsk silikone
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	3år
Opbevaring:	Stuetemperatur, må ikke udsættes for direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Samtidig anvendelse med hypoclorid eller brintoverilte kan nedbryde absorptionslaget.

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Foam Silikone skumbandage med og uden border, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4277100	Kliniderm Foam Silikone	skumbandage, steril	5 cm x 5 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514823
4277102	Kliniderm Foam Silikone	skumbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514824
4277104	Kliniderm Foam Silikone	skumbandage, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514825
4277106	Kliniderm Foam Silikone	skumbandage, steril	10 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514826
4277108	Kliniderm Foam Silikone	skumbandage, steril	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514827
4277110	Kliniderm Foam Silikone	Heel skumbandage, steril	10 cm x 17,5 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514835
4277120	Kliniderm Foam Silikone Border	skumbandage, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514828
4277122	Kliniderm Foam Silikone Border	skumbandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514829
4277124	Kliniderm Foam Silikone Border	skumbandage, steril	12,5 cm x 12,5 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514830
4277126	Kliniderm Foam Silikone Border	skumbandage, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514831
4277128	Kliniderm Foam Silikone Border	skumbandage, steril	10 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514832
4277130	Kliniderm Foam Silikone Border	skumbandage, steril	10 cm x 30 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514833
4277132	Kliniderm Foam Silikone Border	skumbandage, steril	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514834
4277111	Kliniderm Foam Silikone Border	Sacral skumbandage, steril	22,5 cm x 22,5 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514837
4277112	Kliniderm Foam Silikone Border	Sacral skumbandage, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514839
4277119	Kliniderm Foam Silikone Border	Sacral skumbandage, steril	18 cm x 18 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40514838
4277117	Kliniderm Foam Silikone Border	Heel skumbandage, steril	20 cm x 20,8 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	4051 4836