

# PRODUKTDATABLAD

## Cenaman ENFit Enteral sprøjter

Cenaman ENFit Enteral sprøjter er engangssprøjter, som anvendes til administration af enteral ernæring samt indgift af væske og medicin.

Sprøjterne er ENFit kompatible (ISO 80369-3) for at undgå fejkobling.



<b>Materialer:</b>	Polyisopren, (PP) polypropylen, (PE) polyethylen. Fri for latex og DEHP.
<b>Indikation:</b>	Anvendes til enteral indgift af sondeernæring, væske og medicin i alle aldersgrupper.
<b>Klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Steriliseret med ethylenoxid. Pakket individuelt i steril emballage.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdatoen. Anvendes i op til 24 timer.
<b>Bortskaffelse:</b>	Forbrænding.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123566	Cenaman	engangssprøjte enteral ENFit, steril	10 ml	Æske á 100 stk. krt á 15 æsker	3060983
1123567	Cenaman	engangssprøjte enteral ENFit, steril	20 ml	Æske á 100 stk. krt á 9 æsker	3060984
1123757	Cenaman	engangssprøjte enteral ENFit, central, steril	60 ml	Æske á 30 stk. - krt á 6 æsker	3066709
1123569	Cenaman	Engangssprøjte enteral ENFit, decentral, med hætte, steril	60 ml	Æske á 30 stk. krt á 10 æsker	3060986

### For sundhedsfagligt personale