

# PRODUKTDATABLAD

## Absorin Pant bukseble

Absorin Pant er en bukseble, der passer til let til svær inkontinens.

- Elastiske top gør buksebleen meget nem at tage på
- Sidesøm der kan rives op for nem aftagning
- Høj benudskæring for optimal mobilitet og diskret brug
- Absorin SAB 3+system forhindrer bakterievækst
- Bevarer hudens PH-værdi
- Superabsorberende pulver omdanner urin til gel
- Non-woven lag tæt på huden
- "Hybatex fibre" giver åben struktur
- Vådindikator viser, hvornår det er tid til skift



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	SAP, non-woven, PE-film, cellulose
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse/forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Absorin Pant bukseble

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Sugeevne	Indhold	Ref. nr.
0428506	Absorin Pant ComfortFit	Bukseble, 55-90 cm	Small	1500 ml	Pk á 15 stk – krt á 8 pk	1315
0428510	Absorin Pant	Bukseble, <55 cm	X-small	1300 ml	Pk á 24 stk. – krt á 3 pk	1205
0428512	Absorin Pant	Bukseble, 85-105 cm	Medium	1400 ml	Æske á 15 stk.	12251
0428513	Absorin Pant	Bukseble, 105-130 cm	Large	1400 ml	Pk á 14 stk – krt á 8 pk	15351
0428514	Absorin Pant	Bukseble, 130-165 cm	X-large	1400 ml	Pk á 14 stk. – krt á 4 pk	12451
0428518	Absorin Pant	Bukseble, super, 60-90 cm	Small	2400 ml	Pk á 18 stk. – krt á 4 pk	3068770
0428515	Absorin Pant	Bukseble, super, 85-105 cm	Medium	2400 ml	Pk á 18 stk. – krt á 4 pk	12751
0428516	Absorin Pant	Bukseble, super, 105-130 cm	Large	2400 ml	Pk á 16 stk. – krt á 4 pk	12851
0428517	Absorin Pant	Bukseble, super, 130-165 cm	X-large	2400 ml	Pk á 12 stk. – krt á 4 pk	1295