

PRODUKTDATABLAD

Cenaman, engangssprøjte, enteral EnFit

Cenaman ENFit Enteral sprøjter er engangssprøjter, som anvendes til administration af enteral ernæring samt indgift af væske og medicin.

Sprøjterne er ENFit kompatible (ISO 80369-3) for at undgå fejkobling.



Materialer:	Polyisopren, (PP) polypropylen, (PE) polyethylen. Fri for latex og DEHP.
Indikation:	Anvendes til enteral indgift af sondeernæring, væske og medicin i alle aldersgrupper.
Klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid. Pakket individuelt i steril emballage.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
Holdbarhed:	5 år fra produktionsdatoen. Anvendes i op til 24 timer.
Bortskaffelse:	Forbrænding.

PRODUKTDATABLAD

Cenaman, engangssprøjte, enteral EnFit

Mediqs varesortiment

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Pakning	Ref.nr.
1123750	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, steril	1 ml	Æske á 30 stk. - Krt á 16 æsker	409102
1123751	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, steril	2,5 ml	Æske á 30 stk. - Krt á 20 æsker	409104
1123752	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, steril	5 ml	Æske á 30 stk. - Krt á 16 æsker	409106
1123753	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, steril	10 ml	Æske á 100 stk. - Krt á 150 æsker	409108-1
1123754	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, steril	20 ml	Æske á 100 stk. - Krt á 9 æsker	409110-1
1123755	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, decentral, steril	60 ml	Æske á 30 stk. - Krt á 3 æsker	409114-1
1123757	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, central, steril	60 ml	Æske á 30 stk. - Krt á 6 æsker	409112-1
1123756	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, central	100 ml	Æske á 30 stk. - Krt á 2 æsker	409116