

# PRODUKTDATABLAD

## Klinion 365 maske, type IIR, orange, anti-dug, med bindebånd

Klinion 365 type IIR maske for beskyttelse af andre mod smitte.

- Muligt at opretholde normal vejrtrækning
- Nem at tage på
- Irriterer ikke huden
- Væsketæt
- Godkendt i henhold til EN46838



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylene, PE film, PP
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale retningslinier
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse/forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7190828	Klinion	365 maske, type IIR, orange, anti-dug, m.bindebånd	Æske á 50 stk. – krt á 6 æsker	UN49205