

PRODUKTDATABLAD

Klinion 365 maske, type IIR, orange, med visir og bindebånd

Klinion 365 type IIR maske for beskyttelse af andre mod smitte.

- Med visir
- Antidug skumkant
- Nem at tage på
- Irriterer ikke huden
- Væsketæt

Godkendt i henhold til EN46838



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylene, PE film, PP
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7190829	Klinion	maske, type IIR, orange, m. visir og bindebånd	Æske á 25 stk. – krt á 4 æsker	UN49245