

# PRODUKTDATABLAD

## Klinipro beskyttelseskittel, væsketæt, med manchetter

Klinipro væskeafvisende beskyttelseskittel med manchetter og velcrolukning i hals anvendes til tørre procedurer. Manchetten gør det lettere at sikre, at handskerne ikke falder ned. Kitlen mindsker risikoen for kontaminering hos både bruger og patient. Materialet er luftgennemtrængeligt og åndbart, hvilket sikrer komfort hos brugeren.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylen med PE
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Genbrug/Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7185001	Klinipro beskyttelseskittel	væsketæt m/manchet, åndbar, gul, 114 cm	Medium	Ps á 10 stk. – Krt á 5 ps	3027534
7185002	Klinipro beskyttelseskittel	væsketæt m/manchet, åndbar, gul, 134 cm	Large	Ps á 10 stk. – Krt á 5 ps	3027533
7185003	Klinipro beskyttelseskittel	væsketæt m/manchet, åndbar, gul, 144 cm	X-large	Ps á 10 stk. – Krt á 5 ps	3026974