

# PRODUKTDATABLAD

## Drænage konnektor, luer-lock

### Drænage konnektor, luer-lock, steril

Anvendes som forbindelsesslange til nefrostomi og anden form for drænage.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	DEHP-fri PVC, Polycarbonat og ABS-plast
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	Ifølge udløbsdato
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Drænage konnektor, luer-lock

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
2508052	Konnektor	L/L, til drænage-/urinpose, 15 cm, DEHP fri steril	Pk. a 10 stk.	MR223115T
2508062	Konnektor	t/nefrostomi PVC 3-v-h, rot. luer-lock	Æske a 10 stk.	60MR222830T