

# PRODUKTDATABLAD

## Swann-Morton Stitch Cutter, midi

### Swann-Morton Stitch Cutter

Kvalitets Stitch Cutter fra verdens førende fabrikant af engangsskalpeller og -blade.

Stitch Cutter med blad af rustfrit stål, der er steril.



Fri for PVC og ftalater samt latex.

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Rustfrit stål
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding / Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
2530060	Swann-Morton	Stitch Cutter, midi	Æske a 100 stk. – Krt. a 100 æsker	0422