

PRODUKTDATABLAD

MPI Kateterprop universal, gul, steril, 12 mm

MPI kateterprop er en gul universalprop, der bruges, når man ønsker at sætte en prop i et kateter.

- Konisk
- Farve: Gul
- Steril



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved 5-25 °C samt væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
2506114	MPI	Kateterprop universal, gul, steril, 12 mm	12 mm	Pk. a 100 stk. – Krt. a 1000 stk.	901 000