

PRODUKTDATABLAD

Pfm, TiLOOP Bra Pocket, steril

TiLOOP® Bra Pocket til rekonstruktiv og plastik brystkirurgi. Bruges i enhver brystoperation, hvor præpektoral brug af vævsstøttende, forstærkende og bridging materialer er angivet. Bra Pocket fikserer og beskytter det frit valgbare brystimplantat på musklen og forhindrer dermed dislokation og vridning.

- Strækegenskaber i TiLOOP® Bra Pocket er udviklet til at imødekomme de fysiologiske krav til naturlig skulderbevægelser og ptosis
- Lav kapselkontraktur-rate og høj kapselkvalitet

Detaljer:

- Porestørrelse: 1.0 mm
- Ikke-absorberbar
- Atraumatiske laser-skårne kanter
- EO-steriliseret (ethylenoxide)
- Pyrogenfri
- Præpektoral placering med fordele



Indholdsstoffer/materiale:	Titaniseret type 1a polypropylen mesh af monofilamenter
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	I-S
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se eventuel datoafmærkning
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Pfm, TiLOOP Bra Pocket, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3503001	Pfm	TiLOOP Bra Pocket, < 4,5 cm, < 270 ml, steril	small	-	6001383
3503002	Pfm	TiLOOP Bra Pocket, < 5,5 cm, < 420 ml, steril	small	-	6001385
3503003	Pfm	TiLOOP Bra Pocket, < 6,0 cm, < 550 ml, steril	small	-	6001387