

PRODUKTDATABLAD

CURlbag kateterdrejeventil, silikoneslange, steril

Kateterventilen kan kobles på et permanent kateter som et alternativ til en urinpose, hvilket kan give følelsen af en næsten almindelig blærefunktion.

- Steril
- Enhåndsbetjent
- Mere frihed og diskretion
- Drejeventil



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1020071	CURlbag	Katererdrejeventil, silikoneslange, steril		Æske á 25 stk. – krt á 12 æsker	ME-03003