


PRODUKTDATABLAD

365 Afdækningsstykke med klæb

Kirurgisk afdækningsstykke med klæb er velegnet til at isolere områder af patientens krop for at forhindre krydskontaminering

- Steril
- Latexfri



Indholdsstoffer/materiale:	Co-ekstruderet materiale (blå hydrofil SPP + PE + hvid vandtæt SPP)
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur, uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0810140	365	Afdækningsstykke med klæb 3 lag, steril	75 cm x 75 cm	Æske á 72 stk.	89-019365
0810136	365	Afdækningsstykke med klæb 3 lag, steril	90 cm x 75 cm	Æske á 50 stk.	89-021365
0810156	365	Afdækningsstykke med klæb 3 lag, steril	100 cm x 100 cm	Æske á 25 stk. – krt á 4 æsker	89-022365
0810132	365	Afdækningsstykke med klæb, 2 lag, steril	150 cm x 175 cm	Æske á 60 stk.	89-037365