

PRODUKTDATABLAD

365 Vertikal afdækningssæt med incisionsstykke, 40 x 25 cm

Afdækningssæt, vertikal

Sættet indeholder:

- 1 stk. Vertikal afdækning 240 x 330 cm, med incisionsstykke: 40 x 25 cm
- 1 stk. omslag 100 x 100 cm
- 1 stk. opsamlingspose
- 1 stk. bordpose

Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur, uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7190055	365	afdækningssæt vertikal, med incisionsfilm (40 x 25 cm)	Æske á 20 sæt	82-009365