


PRODUKTDATABLAD

365 OP kittel, forstærket, steril

Forstærket operationskittel i SMS

- Steril
- Justérbar pasform i nakken med velcrolukning
- Let, åndbart, anti-statisk materiale
- Bløde, elastiske stofmanchetter giver tætsiddende og behagelig pasform
- Fuldt overlappende ryg med bindebånd gør det nemt at tage kitlen på
- Ultralyds-svejsede ærmesømme giver optimal beskyttelse
- Leveres med 2 håndklæder
- Lever op til kravene i EN 13795



Indholdsstoffer/materiale:	Polyproplene (SSMMS)
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

365 OP kittel, forstærket, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0810167	365	OP kittel, forstærket, steril	Medium	Æske á 30 stk.	40-02ZR365
0810149	365	OP kittel, forstærket, steril	Large	Æske á 30 stk.	40-03ZR365
0810150	365	OP kittel, forstærket, steril	Large/lang	Æske á 30 stk.	40-23ZR365
0810151	365	OP kittel, forstærket, steril	X-large	Æske á 30 stk.	40-04ZR365
0810152	365	OP kittel, forstærket, steril	X-large/lang	Æske á 30 stk.	40-05ZR365
0810153	365	OP kittel, forstærket, steril	Xx-large	Æske á 30 stk.	40-07ZR365