

# PRODUKTDATABLAD

## 365 beskyttelsesbrille

EyeProtect™ er lette og komfortable

De kan bæres over langt de fleste almindelige briller med styrke.

For at minimere omkostningerne og reducere spild kan stellet desinficeres og der kan nemt sættes ny skærm i.

- Latexfri
- Genanvendelig

*Stel og skærm købes hver for sig*



**Indholdsstoffer/materiale:** Ramme: PE Skærm: Anti-fog, Anti-refleks PET

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Diverse

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bortskaffelse af emballage** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse                    | Str.    | Indhold                         | Ref. nr. |
|---------|------|------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| 0810154 | 365  | Beskyttelsesbrille, stel til skærm | Onesize | Æske á 10 stk. – krt á 10 æsker | UN100F   |
| 0810155 | 365  | Skærm til beskyttelsesbrille       | Onesize | Æske á 25 stk. – krt á 10 æsker | UN250L   |