

PRODUKTDATABLAD

365 OP kittel, standard, med 2 håndklæder, steril

Operationskittel til mindre våde indgreb

- Pakket sterilt
- Leveres med 2 håndklæder
- Justerbar pasform i nakken med velcrolukning
- Bløde, elastiske stofmanchetter giver tætsiddende og behagelig pasform
- Fuldt overlappende ryg med bindebånd gør det nemt at tage kitlen på
- Ultralyds-svejsede ærmesømme giver optimal beskyttelse
- Lever op til kravene i EN 13795



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylene
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7190063	365	OP kittel, standard med 2 håndklæder, steril	Medium	Æske á 30 stk.	30-02S365
7190064	365	OP kittel, standard med 2 håndklæder, steril	Large	Æske á 30 stk.	30-03S365
7190058	365	OP kittel, standard med 2 håndklæder, steril	Large/lang	Æske á 30 stk.	30-23S365
6190065	365	OP kittel, standard med 2 håndklæder, steril	X-large	Æske á 30 stk.	30-04S365
7190059	365	OP kittel, standard med 2 håndklæder, steril	X-large/lang	Æske á 30 stk.	30-05S365
7190066	365	OP kittel, standard med 2 håndklæder, steril	Xx-large/lang	Æske á 30 stk.	30-09S365