

PRODUKTDATABLAD

365 beskyttelsesærme med manchet, steril

Beskyttelsesærmer bør anvendes i forbindelse med operationskitler ved operationer med store mængder væske, da de reducerer risikoen for kontaminering.

Ærmet består af et slidstærkt 3-lags materiale som er uigennemtrængeligt for fugt og mikroorganismer.

Ærmet har manchetter samt elastik-kant for sikker pasform



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen, Polyester, Polyamid, Viskose
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7190054	365	Beskyttelsesærme med manchet, steril	Æske á 60 stk.	20-750S365