


# PRODUKTDATABLAD

## 365 væsketæt benpose

Afdækninger er fremstillet af uigennemtrængeligt materiale, som bidrager til at forhindre overførsel af mikrober.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Non-woven, polyethylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse Is
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7180049	365	Væsketæt benpose, blå, 2 stk, steril	75 x 140 cm	Æske á 30 par	89-001365