

# PRODUKTDATABLAD

## 365 maske, type IIR, blå, med øreelastik

Kirurgisk ansigtsmaske med øreelastikker. Masken er væsketæt og yder beskyttelse, hvor der er risiko for væskekontaminering fra blod eller andre væsker.

- Væsketæt op til 120 mmHg
- Fremstillet i åndbart materiale
- Den øverst kant kan tilpasses ansigtet



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylene, elastik-fibre
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse/Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7190831	365	maske, type IIR, blå, med øreelastik	Æske á 50 stk – krt á 20 æsker	UN49212