

PRODUKTDATABLAD

365 stockinette, strækbar, steril

Afdækning fremstillet af uigennemtrængeligt materiale, som bidrager til at forhindre overførsel af mikrober.

- Høj styrke og absorptionsevne
- Strækbart materiale
- Effektiv væske- og partikelbarriere
- Let, åndbart stof for komfort
- Steril

Lever op til kravene i EN13795



Indholdsstoffer/materiale:	Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0810160	365	stockinette, strækbar, steril	Large/120 x 32 cm	Æske á 24 stk. – krt á 2 æsker	89-010365