


# PRODUKTDATABLAD

## 2in1 penkanyle

Penkanyle, som skal anvendes sammen med en insulinpen. Kanylen skrues på insulinpenen. Passer til gængse insulinpenne, som både forfyldte og flergangsinsulinpenne.

Penkanylen er steril og facetslebet. Den del af nålen, som går igennem patientens hud er coatet med silikone på hele overfladen for at lette indtrængen i huden og minimere vævsskader. Penkanylen er engangsmateriale, og derfor anbefales det, at kanylen skiftes efter hver injektion.

Penkanylerne har SuperStick teknologi.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Rustfrit stål, silikone, polypropylen
<b>PVC/Ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja, EO-steriliseret
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Tæt gevind, når klikkes/skrues på insulinpen:</b>	Ja
<b>Passer på gængse insulinpenne:</b>	Ja
<b>Batchnummer:</b>	Ja

# PRODUKTDATABLAD

## 2in1 penkanyle

<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Bemærkning:</b>	Til engangsbrug

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3080160	2in1	Penkanyle 32G, steril	4 mm x 0,23mm (32G)	Æske a 100 stk.	182003
3080161	2in1	Penkanyle 31G, steril	5 mm x 0,25 mm (31G)	Æske a 100 stk.	654
3080162	2in1	Penkanyle 31G, steril	6 mm x 0,25 mm (31G)	Æske a 100 stk.	182004
3080164	2in1	Penkanyle 31G, steril	8 mm x 0,25 mm (31G)	Æske a 100 stk.	340