

PRODUKTDATABLAD

Uson Medicinrestbøtte

Medicinrestbøtte assorterede størrelser

USON er dansk producerede kanylebeholdere og medicinrestbøtter, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehinstitutioner.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande, medicinrester og kviksølv.

Let at anvende åbne og lukke ved hjælp af skrue låg

Farvekodet låg indikerer indhold:

RØD – til medicinrester

BLÅ – Kviksølv

GUL – Skarpe genstande



Ønskes en væsketæt bøtte anbefales det at bruge en tætningsring

Findes i flere forskellige størrelser: 500, 1000 og 2500 ml – samme låg anvendelse til alle størrelserne

Bortskaffes som anden risikoaffald

Varenr.:	Se oversigt på side 2
Materiale:	Polypropylen
CE klassifikation:	-
PVC og ftalater:	Nej
Latex:	Nej
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Tørt og rent
Holdbarhed:	Ubegrænset
Miljømærke	-
Uønskede stoffer	Ingen kendte uønskede stoffer

PRODUKTDATABLAD

Uson Medicinrestbøtte

Sortimentsoversigt

Mediq Vare nr	Varebeskrivelse		Str.	Pakning	Mål: Højde x diam - cm
3150605	Medicinrestbøtte	kantet, røgfarget, sort/rødt skruelåg	500 ml	krt. a 40 stk.	12,7x6,9
3150610	Medicinrestbøtte	kantet, røgfarget, sort/rødt skruelåg	1000 ml	krt. a 40 stk.	24,2x7
3150611	Medicinrestbøtte pakning	anvendes til 500, 1000 og 2500 ml			
3150625	Medicinrestbøtte	rund, røgfarget, sort/rødt skruelåg	2500 ml	krt. a 12 stk	24x13,5