

PRODUKTDATABLAD

Alkoholswabs

Alkoholswabs til huddesinfektion inden punktur og injektion, eller til desinfektion af hætteglas/ampuller.

De enkelte swabs er bløde og gennemvædet med sterilfiltreret ethanol for maximal desinficerende virkning.

Den enkeltpakkede swab er 3x3 cm (udfoldet 3x6cm).

Alkoholswabs efterlader huden desinficeret og uden fnug.

Alle swabs er foldet så de er 3x3 cm (udfoldet 3x6cm)



Indholdsstoffer/materiale:	Enkeltpakkede swabs af 60% viscose, 20% polyester og 20% andre syntetiske fibre fugtet med alkohol opløsning
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Nej
Steril vare:	Spritten er sterilfiltreret
Særlig mærkning:	Nej
Opbevaring:	Tørt, mellem 5-25 grader Celsius. Væk fra antændelseskilder og uden for børns rækkevidde
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse efter brug:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Alkoholswabs

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3340002	Alkoholswab	70% isopropylalkohol, lilla	30x60mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æsker	1131890
3340010	Alkoholswab	82% ethanol, grå	30x60mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æsker	1131892
3340011	Alkoholswab	82% ethanol, grå	30x60mm	Ps. a 50 stk.	3340011
3340012	Alkoholswab	82% ethanol, 0,5% klorhexidin, gul/grøn	30x60mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æsker	1131891
3340013	Alkoholswab	82% ethanol, 0,5% klorhexidin, gul/grøn	30x60mm	Ps. a 50 stk.	3340013