

PRODUKTDATABLAD

Steri-strip, suturtape, beige, steril

Steri-Strip™ fra 3M™ kan anvendes, hvor der er behov for ikke forstærket tapesuturer og diskret sårlukning.

- Lysere farve gør, at patientens egen hud skinner igennem for et mere diskret udseende
- Ideel til kosmetisk kirurgi og applicering i ansigt, på hals og hånd
- Ikke-invasiv udformning som mindsker ardannelse og risikoen for infektioner i forhold til suturer og staplere
- giver mindre vævstraume og bedre kosmetisk resultat
- Steril, åndbar og behagelig
- Hypoallergenisk klæbestof



Indholdsstoffer/materiale:	Non woven rayon, acrylatklæb
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	nej
CE klassifikation:	I-s
Steril:	ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Steri-strip, suturtape, beige, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4051560	Steri-strip	Suturtape, beige, steril	12mm x 100 mm	Æske a 50 stk x 6 stk	B1557