

PRODUKTDATABLAD

Biatain skumbandage med hydrocolloidklæber, steril

Biatain er en blød og behagelig bandage lavet af polyurethanskum. Biatain absorberer lokalt over såret, så sårekssudat ikke spredes i bandagen og ud over den omgivende, sarte hud.

Samtidig er bandageskift komfortable for patienten, fordi bandagen ikke hænger i såret. Bandagen efterlader ingen rester i såret, så bandageskift er meget enkle for sygeplejersken.

Bandagerne kan bruges på alle typer af sår, f.eks. bensår, tryksår, diabetiske sår og kirurgiske sår. Kan sidde på i op til 7 dage.



Materiale:	Polyurthanskum, polyurethanfilm, sodium CMC
PVC/Pthalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	3 år
Miljømærke	Nej

PRODUKTDATABLAD

Biatain skumbandage med hydrocolloidklæber, steril

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Lev.varenr
4279289	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage, skumstr. Ø 4 cm, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 10 stk - krt a 32 æsker	3462
4279290	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage, skumstr. 8 x 8 cm, steril	12,5 cm x 12,5 cm	æske a 10 stk - krt a 24 æsker	3420
4279291	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage, skumstr. 10 x 10 cm, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 24 æsker	3421
4279293	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage, skumstr. 13 x 13 cm, steril	18 cm x 18 cm	æske a 5 stk - krt a 16 æsker	3423
4279297	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage, skumstr. 10 x 20 cm, steril	18 cm x 28 cm	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	3426
4279298	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage sakral, skumstr. 12 x 13 cm, steril	23 cm x 23 cm	æske a 5 stk - krt a 16 æsker	3485
4279299	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage sakral, skumstr. 9,5 x 9,5 cm, steril	17 cm x 17 cm	æske a 5 stk - krt a 16 æsker	3483
4279300	Biatain m/hydrocolloidklæber	skumbandage hæl, skumstr. 12 x 13 cm, steril	19 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 16 æsker	3488