

PRODUKTDATABLAD

Comfeel Plus hydrocolloidbandage m/alginat, steril

Comfeel Plus kan anvendes til behandling af lavt til moderat væskende sår, herunder bensår, tryksår, overfladiske forbrændinger, overfladiske forbrændinger af partiel tykkelse, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger. Bandagen kan blive siddende i op til 7 dage afhængigt af sårets specifikke beskaffenhed.

Comfeel Plus hydrokolloid bandage med alginat er den skånsomme og dokumenterede løsning til forsegling og heling af lavt til moderat væskende sår.


Comfeel Plus kan anvendes direkte på lavt til moderat væskende sår i de sidste stadier af sårheling. Comfeel Plus kan også anvendes som en sekundærbandage.

Comfeel Plus sortimentet fås i en almindelig firkantet facon og i en sacral, kontureret og trykafastende udgave, der imødekommer forskellige behov.

Den semi-permeable topfilm tillader fordampning svarende til mængden af eksudat men forhindrer bakterier og vand i at trænge ind i såret.

Comfeel Plus består af fugtabsorberende natriumcarboxymethylcellulose (CMC)-partikler indkapslet i en syntetisk, elastisk og klæbrig masse. Kalciumalginat er blevet tilsat bandagen for at øge absorptionsevnen.

Topfilmen er en semi-permeabel polyurethanfilm



| | |
|---------------------------|---|
| Indholdsstoffer: | Calcium alginate, 100% Hydrogenated petroleum resin, Sodium CMC, Elastomer, Dioctyl adipate |
| PVC/phtalater: | Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | CE IIb |
| Steril vare: | Ja |
| Holdbarhed: | 3år |
| Opbevaring: | Stuetemperatur |

PRODUKTDATABLAD

Comfeel Plus hydrocolloidbandage m/alginat, steril

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse inder emballage: | Forbrænding/genbrug |
| Bortskaffelse yder emballage: | Forbrænding/genbrug |
| Særlig mærkning: | Nej |

Sortimentsoversigt

| Vare | Varefamilie | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Lev.nr |
|---------|----------------------|--|------------|--------------------------------|--------|
| 4279006 | Comfeel Plus | hydrocolloidbandage med alginat, steril | 4x6cm | æske a 30 stk.-krt. a 24 æsker | 33146 |
| 4279025 | Comfeel Plus | hydrocolloidbandage med alginat, steril | 10x10cm | æske a 10 stk.-krt. a 24 æsker | 33110 |
| 4279030 | Comfeel Plus | hydrocolloidbandage med alginat, steril | 15 x 15 cm | æske a 5 stk.-krt. a 48 æsker | 33115 |
| 4279035 | Comfeel Plus | hydrocolloidbandage med alginat, steril | 20 x 20 cm | æske a 5 stk.-krt. a 16 æsker | 33120 |
| 4279080 | Comfeel Plus Contour | trykaflastende hydrocolloidbandage m/alginat steri | 6x8cm | æske a 5 stk.-krt. a 48 æsker | 33280 |
| 4279083 | Comfeel Plus Contour | trykaflastende hydrocolloidbandage m/alginat steri | 9x11cm | æske a 5 stk.-krt. a 16 æsker | 33283 |
| 4279085 | Comfeel Plus Sakral | sacral hydrocolloidbandage m/alginat,steril | 18x20cm | æske a 5 stk.-krt. a 16 æsker | 33285 |