

PRODUKTDATABLAD

Biatain Silicone Ag skumbandage med sølv og silikone, steril

Biatain Silicone Ag kan anvendes til en lang række væskende sår med forsinket heling pga. bakterier, eller på steder, hvor der er risiko for infektion, herunder bensår, tryksår, andengradsforbrændinger, donorsteder postoperative sår og hudafskrabninger. Kan anvendes med kompressionsbehandling.

Biatain Silicone Ag er en blød og formbar skumbandage med et patenteret sølvkompleks og en blød klæbekant af silikone. Kan anvendes på inficerede sår eller sår med risiko for infektion.

Den unikke skumstruktur tilpasser sig nøje til sårbinden til struktur, optimal absorption og retention af eksudat. Tilpasningen til sårbinden minimerer risikoen for bakterievækst i "kaviteten" og danner optimale betingelser for frigivelse af sølv ioner.

Latexfri.



Indholdsstoffer:	Polyurethan (PU), Silikone, Polyethylen (PE), Sølvkompleks som er den aktive ingrediens
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE III
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	2 år
Opbevaring:	Stuetemperatur, undgå direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Biatain Silicone Ag skumbandage med sølv og silikone, steril

Særlig mærkning: Nej

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Lev.varenr
4289082	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb, sårpude 4,5 x 4,5cm, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 5 stk - krt a 60 æsker	39636
4289083	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb, skumstr. 6,5 x 6,5cm, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 48 æsker	39637
4289084	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb, skumstr. 8,5 x 8,5cm, steril	12,5 cm x 12,5 cm	æske a 5 stk - krt a 60 æsker	39638
4289085	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb og sølv, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 24 æsker	39639
4289086	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb og sølv, steril	17,5 cm x 17,5 cm	æske a 5 stk - krt a 16 æsker	39640
4289087	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb og sølv, steril	10 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 40 æsker	39644
4289088	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb og sølv, steril	10 cm x 30 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	39645
4289089	Biatain Silicone Ag	skumbandage m. klæb og sølv, steril	15 cm x 19 cm	æske a 5 stk - krt a 16 æsker	39650
4289091	Biatain Silicone Ag	sacral skumbandage m. klæb og sølv, steril	25 cm x 25 cm	æske a 5 stk - krt a 18 æsker	39651
4289092	Biatain Silicone Ag	skumbandage Heel m. klæb og sølv, steril	18 cm x 18 cm	æske a 5 stk - krt a 8 æsker	39652