

# PRODUKTDATABLAD

## Vliwasorb højabsorberende kompres, steril

Vliwasorb er en superabsorberende bandage, der ikke klæber til såret. Eksudatet absorberes og fordeles ind i forbindens kerne, hvor det integreres og forbliver, også under kompression.

Vliwasorb er blød og smidig, med flade kanter og en blå væskespærre og anvendes bedst til kraftigt væskende sår.

Varianter med eller uden klæbekant.

Vliwasorb kan absorbere op til 20 x sin egen vægt.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Sårkontaktlag: Polypropylene, hydrophobic distributions lag: polypropylene Absorb.kerne: cellulose og superabsorber, non-woven spærrelag: polypropylene klæbemasse: varmesmeltet klæbemasse, emballage: cellulose og polyethylene
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## Vliwasorb højabsorberende kompres, steril

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Lev.varenr
4272230	Vliwasorb	højabsorberende bandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 36 æsker	24501
4272231	Vliwasorb	højabsorberende bandage, steril	10 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 34 æsker	24502
4272232	Vliwasorb	højabsorberende bandage, steril	20 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 30 æsker	24503
4272233	Vliwasorb	højabsorberende bandage, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 10 stk - krt a 36 æsker	34500
4272235	Vliwasorb	højabsorberende bandage med border, steril	12 cm x 12 cm	æske a 10 stk - krt a 20 æsker	30991
4272236	Vliwasorb	højabsorberende bandage med border, steril	15 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 33 æsker	30992