

PRODUKTDATABLAD

Vliwaktiv Ag – kulbandage med sølv, steril

Vliwaktiv Ag er et absorberende kompres, der hurtigt og effektivt absorberer sekret. Det antimikrobielle sølv i kombination med det aktive kul fjerner lugt fra såret og fremmer helingen ved at binde og nedbryde bakterier i bandagen.

Begge sider af bandagen kan vende mod såret.

Den bedste effekt opnås hvis kompresset har kontakt til sårbunden. Fikses med passende sekundær bandage..



Indholdsstoffer/materiale: Non woven, aktivt kul, sølv, cellulose

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIb

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Vliwaktiv Ag – kulbandage med sølv, steril

Sortimentsoversigt

42891 11	Vliwaktiv Ag	kulbandage med sølv, let absorberende, steril	6,5x10c m	æske a 10 stk-krt a 30 æsker	20700
42891 12	Vliwaktiv Ag	kulbandage med sølv, let absorberende, steril	10x10c m	æske a 10 stk-krt a 30 æsker	20701
42891 13	Vliwaktiv Ag	kulbandage med sølv, let absorberende, steril	10x15c m	æske a 10 stk-krt a 34 æsker	20702