

PRODUKTDATABLAD

PICO 7 system til NPWT

Sæt med 1 eller 2 bandager og 1 pumpe.

PICO 7 negativ trykterapi er et lille klar-til-brug engangssystem med pumpe og bandager. Anvendes som negativ trykterapi til alle former for kroniske og akutte sår. Sårbandagen er en højabsorberende skånsomt klæbende bandage, der tilsluttes den lille pumpe, der leverer et kontinuerligt negativt tryk på 80mmHg. Sættet er til 7 dages behandling. Diskret og enkel i brug.

Udførlig vejledning medfølger. PICO 7 er en videre udvikling af PICO og pumpen klarer luftlækager mere end dobbelt så effektivt som den tidligere PICO pumpe. Desuden har pumpen fået et nyt betjeningspanel med en indikator for fyldt bandage. Den lyser, når bandagen skal skiftes og kan dermed forebygge unødvendige bandageskift. På bagsiden af pumpen har du mulighed for at notere startdato for behandlingen, hvilket kan gøre det lettere at føre journal.

PICO 7 leveres med en gennemsigtig bælteclips.



Indholdsstoffer:	Bandage: silikone/acrylat klæber, polyurethanfilm, polyacrylat/cellose airlaid lag, acrylat/copolymer/nylon filter. Pumpe: diverse elektroniske komponenter, stål batteriholder, stål batteri kontaktflader, Lithium-iron disulfid batterier
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja (bandage), usteril (pumpe/taske)
Holdbarhed:	18 måneder fra produktionsdato se mærkning på emballagen
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys, max. 25gr C

PRODUKTDATABLAD

PICO 7 system til NPWT

Bortskaffelse af vare: Forbrænding (bandage)

Bortskaffelse inder emballage: Pumpe bortskaffes som medicinsk udstyr, emballage forbrænding/genbrug

Bortskaffelse yder emballage: Forbrænding/genbrug
Batterier opsamles i dertil indrettede batteribeholdere

Særlig mærkning: Nej

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Prod.vare
4201063	PICO 7 Multisite	Kit m/pumpe og 1 bandage small, steril	15 x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802010
4201064	PICO 7 Multisite	Kit m/pumpe og 1 bandage large, steril	20x25cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802011
4201074	PICO 7 Multisite	Kit m/pumpe og 2 bandage small, steril	15 x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802000
4201075	PICO 7 Multisite	Kit m/pumpe og 2 bandage large, steril	20x25cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802001
4201040	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802022
4201041	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 x 30 cm	æske a 5 stk	66802023
4201042	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10x40cm	æske a 5 stk	66802024
4201043	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk	66802025
4201044	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 x 20 cm	æske a 5 stk	66802026
4201045	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15x30cm	æske a 5 stk	66802027
4201046	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802028
4201047	PICO7	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	25 cm x 25 cm	æske a 5 stk	66802029
4201048	PICO7	Multisite small, 5 bandager, steril	15 x 20 cm	æske a 5 stk	66802020
4201049	PICO7	Multisite large, 5 bandager, steril	20x25cm	æske a 5 stk	66802021
4201055	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	10 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802012
4201056	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	10 x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802013
4201057	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	10x40cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802014
4201058	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	15 cm x 15 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802015
4201059	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	15 x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802016
4201060	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	15x30cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802017
4201061	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	20 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802018
4201062	PICO7	Kit m/pumpe og 1 bandage, steril	25 cm x 25 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802019
4201066	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	10 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802002
4201067	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	10 x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802003
4201068	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	10x40cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802004
4201069	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 15 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802005
4201070	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	15 x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802006
4201071	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	15x30cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802007
4201072	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	20 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802008
4201073	PICO7	Kit m/pumpe og 2 bandager, steril	25 cm x 25 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802009