

# PRODUKTDATABLAD

## Allewyn Gentle Border Lite, steril

Allewyn Gentle Border LITE er en skumbandage der er specielt udviklet til let væskende sår.

Bandagen har en unik trelags teknologi der absorberer, tilbageholder og frigiver overskydende sårvæske og sikrer en optimal sårheling.

Allewyn Gentle Border LITE har et blødt silikone klæbelag, der hæfter let til huden og holder bandagen på plads.



<b>Indholdsstoffer/materialer:</b>	Polyurethanskum, medicinsk silikone, polyurethanfilm
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIb
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Tørt og ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## Allevyn Gentle Border Lite, steril

### Varesortiment

Varenr	Navn	Pudens str.	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
4282361	Allevyn Gentle Border Lite		Multisite, 8 x 8,4cm, steril	8 cm x 8,4 cm	æske a 10 stk	66801041
4282364	Allevyn Gentle Border Lite		Let strækbar på begge ledder, steril	5 cm x 5 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800833
4282365	Allevyn Gentle Border Lite	5 cm x 5 cm	Let strækbar på begge ledder, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800834
4282366	Allevyn Gentle Border Lite	7,5 cm x 7,5 cm	Let strækbar på begge ledder, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800835
4282367	Allevyn Gentle Border Lite		Let strækbar på begge ledder, steril	5,5 cm x 12 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800836
4282368	Allevyn Gentle Border Lite		Let strækbar på begge ledder, steril	8 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800837
4282369	Allevyn Gentle Border Lite		Let strækbar på begge ledder, steril	15 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800840